



Каталог зуботехнических восков SMOLWAX



ФРЕЗЕРНЫЙ ВОСК CAD/CAM

Диски из воска предназначены для фрезеровки каркасов по технологии CAD/CAM с последующей отливкой традиционным методом литья.

Характеристики:

- Беззольный состав воска идеально подходит для изготовления безметалловых конструкций.
- Безупречная прецизионность даже самых тонких реставраций.
- Не имеет баланса на модели, даже при большой протяженности конструкции.
- Не требует обработки фрезой т.к. легко обрабатывается скальпелем.
- Материал дает четкий отпечаток копировальной бумаги, что обеспечивает легкую работу в артикуляторе.
- Цвет: белый, голубой, синий, серый
- Диаметр: 95мм, 98,5мм
- Толщина: 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 25мм
- Вес: 150 гр



ВОСК МОДЕЛИРОВОЧНЫЙ

Моделировочный воск (Универсальный) предназначен для создания прототипов мостовидных протезов.

Характеристики:

- Имеет малую усадку
- Легко застывает и принимает нужную форму при комнатной температуре.
- Отлично обрабатывается инструментом, не липнет и не спадает с рабочей поверхности.
- Температура плавления: 73 – 75 °C
- Рабочая температура электрошпателя: 115 – 120 °C
- Цвет: серый
- Вес: 70гр



ВОСК ФРЕЗЕРНЫЙ

Фрезерный воск предназначен для моделирования элементов протеза с последующей механической обработкой фрезерными инструментами.

Характеристики:

- Хорошо фрезеруется
- Не образует стружки
- Повышенная твердость
- Температура плавления: 65 – 68 °C
- Рабочая температура электрошпателя: 125 – 130 °C
- Оптимальная скорость фрезы: 2500 – 5000 об/мин
- Цвет: синий
- Вес: 70гр



ВОСК ПРИШЕЕЧНЫЙ

Пришеечный воск предназначен для формирования шейки коронки.

Характеристики:

- Имеет малую усадку
- Хорошо скоблится
- Может наноситься точно на границе препарирования
- Температура плавления: 60 – 75 °С
- Рабочая температура электрошпателя: 120 – 125 °С
- Цвет: красный
- Вес: 70гр



ВОСК БАЗИСНЫЙ

Базисный воск предназначен для моделирования базисов съемных протезов.

Характеристики:

- Честная толщина 2мм
- Отлично приклеивает гарнитуры зубов и быстро схватывается
- Не крошится и не тянется за скальпелем
- Температура плавления: 52 – 58 °С
- Вес: 500 гр