

# Aidite

## SuperfectZir SHTC

Высокопрочный предокрашенный  
циркониевый материал



Простота в эксплуатации | Прозрачность 45% | Прочность 1350 МПа

■ Everyone with a healthy and beautiful smile

## Преимущества >>>

SHTC – это высокопрочный диоксид циркония. Материал предварительно окрашенный, что исключает необходимость ручного окрашивания. Дает равномерную усадку, не деформируется во время спекания и подходит для длинных мостовидных протезов.



Прозрачность

45%

Прочность

1350МПа

## Цвет >>>



A1 A2 A3 A3.5 A4



B1 B2 B3 B4



C1 C2 C3 C4



D2 D3 D4

## Показания >>>



Вкладка/Накладка



Полная коронка на жевательный зуб



Мостовидный протез на жевательные зубы



Редуцирование коронки на передний зуб



Мостовидный протез с редуцированием коронки на передние зубы



Редуцирование коронки на жевательные зубы



Мостовидный протез с редуцированием коронки на жевательные зубы



Мостовидный протез, фиксируемый на винте



Полный мост на всю дугу

Примечание: Все вышеперечисленные виды реставраций коронок и мостовидных протезов включают в себя реставрации на имплантатах.

## Параметры и системы применения >>>

Прочность на изгиб	1350 МПа
Прозрачность	45%
Плотность	$\geq 6.0 \text{ г/см}^{0.5}$
Вязкость разрушения	$\geq 5 \text{ МПа}^{0.5}$
Твердость (HV10)	$\geq 1250$



98mm



95mm



92x75mm



Block



Other